

## Viabele CD3

### Beschrijving van de test

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Naam:            | Viabele CD3 |
| Aanvraag code:   | 16906       |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |

### Afname van het materiaal

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Afname: | EDTA (beenmerg) |
|---------|-----------------|

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Periode bloedafname - staalontvangst 72u</li><li>• Patiëntenlabel aanwezig</li><li>• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids</li></ul> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Analyse

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IVDR status:   | LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek                                             |
| Interpretatie: | Viabele CD3 cellen (=T-cellen) worden gemeten in het kader van lymfocytencollecties (DLI) |
| Eenheid:       | %                                                                                         |

### Laatst gewijzigd op

29-07-2025