

Alternatief complement (AP50)

Beschrijving van de test

Naam:	Alternatief complement (AP50)
Synoniemen:	AP50, alternatieve pathway complement
Aanvraag code:	24877
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00006
Loinc:	74520-8
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Zie extern labo
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, staal op ijs laten stollen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en drie serumfracties invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Wieslab Complement System.
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

30-113 %

30-113 %

Tarificatie

Nomenclatuur:

553593 - 553604 B 700 Evaluatie van de alternatieve
complementpathway #(Maximum 1) (Diagnoseregel [116](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

22.26

Laatst gewijzigd op

04-11-2025