

Transcortine

Beschrijving van de test

Naam:	Transcortine
Synoniemen:	Transcortine - Cortisol bindend globuline - CBG
Aanvraag code:	23210
Loinc:	3033-8
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/ 2 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Competitieve RIA
-----------------	------------------

Deelname EKE:	Nee
Interpretatie:	Bepaling dient voor berekening van de vrije cortisolfractie
Eenheid:	µmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	559370 - 559381 B 400 Doseran van transcortine #(Maximum 1) (Cumulregel 96,210) Bron: RIZIV website op 14/06/2026
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-06-2026