

## BP180 antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	BP180 antistoffen
Synoniemen:	Bulleus pemphigoid, auto-immune blaarziekte, BP180
Aanvraag code:	25286
Loinc:	45188-0
Frequentie:	1 x om de 2 weken - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	3 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Volume:	100 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Deelname EKE:	nee

Eenheid:

U/mL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel [151](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

---

545893 - 545904 B 600 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 2) (Diagnoseregel [152](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 19.08

## Laatst gewijzigd op

08-04-2026