

## Oestron

### Beschrijving van de test

Naam:	Oestron
Synoniemen:	E1
Aanvraag code:	23610
Loinc:	2258-2
Frequentie:	analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 maanden
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube; Li-heparine tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum niet onmiddellijk bewaard wordt in de diepvries, kan bijaanvraag gebeuren tot max. 2d na afname. Langer: invriezen.

### Analyse

Analysemethode:	LC-MSMS, eigen methode
-----------------	------------------------

Deelname EKE:	nee
Eenheid:	ng/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 559355 - 559366 B 500 Doseran van oestron ##(Maximum 1)  
(Cumulregel [95](#), [212](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

14-04-2025