

Pneumococcon antistoffen na vaccin

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|--|
| Naam: | Pneumococcon antistoffen na vaccin |
| Aanvraag code: | 56331 |
| Frequentie: | Verzending op donderdag, analyse wordt ca. 2 x/maand uitgevoerd. |
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven campus Gasthuisberg |
| TAT: | Max. 35 dagen na serumname na vaccinatie. |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Marijke Reynders |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Transportconditie: | Gekoeld |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|--|
| Acceptatie: | Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen. |

Tarificatie

| | |
|---------------|---|
| Nomenclatuur: | 556614 - 556625 B 600 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen |
|---------------|---|

#(Maximum 3) (Diagnoseregel [85](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

15-04-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.