

Totaal eiwit

Beschrijving van de test

Naam:	Totaal eiwit
Synoniemen:	Eiwitten, proteïnen, eiwit, proteïne
Aanvraag code:	24010
Loinc:	2885-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - staalontvangst 90min • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie (biureet).
-----------------	-------------------------

IVDR status:
Deelname EKE:
Interferentie:

CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry

1. Hemolyse >500mg/dL;
Bilirubine (onconjugueerd) >25mg/dL;
Bilirubine (geconjugueerd) >25mg/dL;
Lipemie L-index >500.
2. Dextran kan vals verhoogde resultaten veroorzaken.
3. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 dag	46-70 g/L	46-70 g/L
2 dag - 8 dag	44-76 g/L	44-76 g/L
8 dag - 1 jaar	51-73 g/L	51-73 g/L
1 jaar - 3 jaar	56-75 g/L	56-75 g/L
3 jaar - 18 jaar	60-80 g/L	60-80 g/L
18 jaar - 60 jaar	64-83 g/L	64-83 g/L
60 jaar - 199 jaar	62-81 g/L	62-81 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540956 - 540960 B 50 Doseran van totale proteïnen
#(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

24-12-2024
global

Glims system