

## Teicoplanine DAL

### Beschrijving van de test

Naam:	Teicoplanine DAL
Aanvraag code:	29191
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	1 dag
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	Dr. Katelijne Floré

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, lithiumheparine tube
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	DALspiegel = vlak voor toediening. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	Stabiliteit: 7 dagen 2-8°C; 28 dagen -20°C

### Analyse

Deelname EKE:	UK NEQAS
Interpretatie:	Dal: 20-30 mg/L Dal: 30-40 mg/L (ernstige infectie). Er is geen maximum dalspiegel of relatie tussen teicoplanine dalspiegels en toxiciteit beschreven in de literatuur. De range dalspiegels in de literatuur gaat tot +/- 40 mg/L. (Bron:

<https://tdm-monografie.org/teicoplanine/>).

Eenheid: mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum  
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

03-12-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.