

## CD4-CD8- aantal (T-dubbelnegatief)

### Beschrijving van de test

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam:                      | CD4-CD8- aantal (T-dubbelnegatief)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aanvraag code:             | 16006                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequentie:                | Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf. |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAT:                       | 24 uur (weekdagen behalve vrijdagmiddag)                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 72 uur (vrijdagmiddag)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAT Dringend:              | 2 uur (weekdagen)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24u/24u:                   | nee                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Jan Emmerechts                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Afname van het materiaal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Afname:               | Volbloed                    |
| Toegelaten recipiënt: | EDTA (kleine tube volstaat) |
| Volume:               | 2,7 mL                      |
| Transportconditie:    | Kamertemperatuur            |
| Bewaarconditie:       | Koelkast                    |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- Periode bloedafname - staalontvangst 72u
- Patiëntenlabel aanwezig
- In recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag:

72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

## Analyse

|                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Flowcytometrie                                                                                                                                                                      |
| IVDR status:    | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant                                                                                                                                  |
| Deelname EKE:   | Sciensano                                                                                                                                                                           |
| Interpretatie:  | CD4CD8 dubbel positieve T-lymfocyten komen onder normale omstandigheden amper voor in het perifeer bloed. Verhoogde waarden kunnen wijzen op inflammatoire of maligne aandoeningen. |
| Eenheid:        | / $\mu$ L                                                                                                                                                                           |

## Laatst gewijzigd op

21-01-2026