

Central memory CD4 aantal

Beschrijving van de test

Naam:	Central memory CD4 aantal
Aanvraag code:	16006
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagmiddag)
	72 uur (vrijdagmiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA (kleine tube volstaat)
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- Periode bloedafname - staalontvangst 72u
- Patiëntenlabel aanwezig

- In recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode: Flowcytometrie
 IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
 Deelname EKE: Sciensano
 Interpretatie: CD4 is een identificatiemerker van de rijpe T-helper/inducer lymfocyten.
 Eenheid: / μ L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 maand	0-690 / μ L	0-690 / μ L
1 maand-1 jaar	150-835 / μ L	150-835 / μ L
1 jaar-2 jaar	220-830 / μ L	220-830 / μ L
2 jaar-5 jaar	195-655 / μ L	195-655 / μ L
5 jaar-10 jaar	180-520 / μ L	180-520 / μ L
10 jaar-18 jaar	165-585 / μ L	165-585 / μ L
18 jaar-30 jaar	120-750 / μ L	120-750 / μ L
30 jaar-40 jaar	235-625 / μ L	235-625 / μ L
40 jaar-50 jaar	235-710 / μ L	235-710 / μ L
50 jaar-60 jaar	200-1080 / μ L	200-1080 / μ L
60 jaar-70 jaar	190-760 / μ L	190-760 / μ L
> 70 jaar	160-1235 / μ L	160-1235 / μ L

Laatst gewijzigd op

18-11-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.