

FLT3-ITD MRD analyse

Beschrijving van de test

Naam:	FLT3-ITD MRD analyse
Aanvraag code:	MOBI
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00005
Frequentie:	1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Helena Devos

Afname van het materiaal

Afname:	Beenmerg, perifere bloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	8,5 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	FLT3-ITD bepaling enkel uit te voeren op volgende tijdstippen: 1) voor beenmergtransplantatie: na de consolidatie en 2) na beenmergtransplantatie: na engraftment +/- 2 maanden na TX.
Bijaanvraag:	Monsters worden tot 3 weken na afname bijgehouden.

Analyse

Analysemethode:	FLT3 ITD MRD bepaling a.h.v. NGS
Interpretatie:	FLT3-ITD bepaling enkel uit te voeren op: 1) voor beenmergtransplantatie: na de consolidatie en 2) na beenmergtransplantatie: na engraftment +/- 2 maanden na TX. Doel is MRD positieve patiënten te selecteren voor behandeling

FLT3 inhibitoren.

Laatst gewijzigd op

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.