

Strep A sneltest

Beschrijving van de test

Naam:	Strep A sneltest
Synoniemen:	Strep A, Sneltest Strep A, Strep pyogenes
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks tijdens de openingsuren van het labo bacteriologie
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1-2 uur tijdens openingsuren labo bacteriologie, gemiddelde TAT 15 uur.
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Keelwissers en wissers van diep afgenomen plaatsen
Toegelaten materiaal:	Vochten, weefsels en biopten
Volume:	1mL. Minimaal 200µL nodig.

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk dan wordt het staal gekoeld bewaard.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	ID NOW Strep A 2 (Abbott). Isothermale amplificatie voor kwalitatieve bepaling van <i>S. pyogenes</i> DNA bij patiënten met het vermoeden van een infectie door <i>S. pyogenes</i> .
IVDR status:	CE-IVD test met niet-significante wijziging
Interferentie:	Stalen met zeer veel WBC kunnen mogelijks leiden tot invalid results.

Interpretatie:

Deze test is niet geschikt voor verdere follow-up van de patient, maar dient louter diagnostisch gebruikt te worden.

Tarificatie

Nomenclatuur:

552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))
Bron: RIZIV website op 16/08/2026

Laatst gewijzigd op

03-07-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.