

Transcortine

Beschrijving van de test

Naam:	Transcortine
Synoniemen:	Transcortine - cortisolbindend globuline - CBG
Aanvraag code:	23210
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/ 2 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	RIZIV cumulregel 210: maximum 4 van transcortine(CBG), 11-deoxycortisol, 17-hydroxyprogesteron, androsteendion, DHEA, DHEAS, aldosteron, 11-deoxycorticosteron, 11-deoxy-18-hydroxycorticosteron en cortisol
Bijaanvraag:	Indien het serum niet bewaard wordt in de diepvries, kan een bijaanvraag gebeuren tot max. 2 dagen na afname.

Analyse

Analysemethode:	Competitieve RIA
-----------------	------------------

Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	Bepaling dient voor berekening van de vrije cortisolfractie
Eenheid:	μmol/L

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.