

Designerdrug (Inhiberend)

Beschrijving van de test

Naam:	Designerdrug (Inhiberend)
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Volume:	15 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	GC-MS.
Deelname EKE:	LGC Schemes: Drugs of Abuse in Urine; New Psychoactive and Synthetic Cannabinoid

Tarificatie

Nomenclatuur:	547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of
---------------	---

chemische klasse met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel [73](#))(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.