

Fibrinogeen antigen

Beschrijving van de test

Naam:	Fibrinogeen antigen
Aanvraag code:	FIB_AG_VZ
Loinc:	3256-5
Frequentie:	verzending op weekdagen
Uitvoerend labo:	ULB Erasmus Campus
TAT:	14 dagen (TAT onderaannemer: 7 dagen)
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	2 mL bloed

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - staalontvangst 48 uur • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	• 48 uur indien bewaard op KT° of frigo • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie
Interpretatie:	

Klassiek wordt voor het meten van de concentratie fibrinogeen een functionele meting uitgevoerd (zie onder algemene stolling). In specifieke en zeldzame situaties (zoals i.g.v. vermoeden hypo- of dysfibrinogenemie) kan het nodig zijn om fibrinogeen antigen op te sporen. Deze test wordt enkel uitgevoerd mits akkoord van een bevoegd klinisch bioloog (stollingsaandoeningen).

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system