

## 4de generatie combo-sneltest voor HIV

### Beschrijving van de test

Naam:	4de generatie combo-sneltest voor HIV
Synoniemen:	HIV sneltest, 4de generatie combotest HIV
Aanvraag code:	56100
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	75666-8
Frequentie:	Op aanvraag, 24/24u 7/7d
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, EDTA tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten. Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Immunochemigrafie
-----------------	-------------------

Deelname EKE:  
Interpretatie:

Sciensano / NRL

De test detecteert niet alle geïnfecteerde personen gezien er rekening dient gehouden te worden met de serologische vensterperiode net na het oplopen van HIV-infectie en tevens met de immuunstatus.

Daar vals-positieve resultaten zeer uitzonderlijk mogelijk zijn, wordt sowieso elk serummonster van een niet-gekende nieuwe patient de eerstvolgende werkdag geanalyseerd d.m.v. routinescreening op HIV via MPIA (EIA voor gecombineerde detectie van Ag p24 - HIV1/2-antistoffen). Elk positief resultaat wordt doorgebeld door microbioloog aan aanvragende arts.

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

---

552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

21-05-2025