

Bloedgroep neonat

Beschrijving van de test

Naam:	Bloedgroep neonat
Synoniemen:	Baby, directe coombs, HDFN, hemolytische ziekte pasgeborene
Aanvraag code:	14030
Frequentie:	7d /7d
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 u
TAT Dringend:	30 min
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier. AFAZFAB00001STJALG Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten)
Bijaanvraag:	Tot 3 dagen na staalafname

Analyse

Analysemethode:	Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie, bij positieve directe coombs wordt een elutie uitgevoerd.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:	RISE, Sciencano, UKNEQAS
Interferentie:	Sterke hemolyse, recente transfusie
Interpretatie:	Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O en Resus D inclusief directe coombstest

Tarificatie

Nomenclatuur:	555015 - 555026 B 150 Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
	555236 - 555240 B 125 Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline #(Maximum 4) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
	555251 - 555262 B 700 Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system