

Auto-immuun leverziektes (immunoblot)

Beschrijving van de test

Naam:	Auto-immuun leverziektes (immunoblot)
Synoniemen:	leverblot, AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, SLA/LP, LC-1, Ro-52
Aanvraag code:	25088
Frequentie:	tweewekelijks
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	neen
Verantwoordelijke bioloog:	Prof. Dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	serum
Toegelaten recipiënt:	serum-buis, EDTA-buis, Li-heparinebuis, citraatbuis
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	EUROBlotMaster + EUROLinScan (EUROIMMUN)
Deelname EKE:	neen
Interpretatie:	Volgende antigenen worden bepaald: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, SLA/LP, LC-1, Ro-52

- AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210 : sterke associatie met primaire biliaire cirrose.
- LKM-1, SLA/LP, LC-1: sterke associatie met auto-immune hepatitis.
- Ro-52 : sterke associatie met auto-immune hepatitis en reumatische aandoeningen.

Laatst gewijzigd op

10-04-2024

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.