

Ureum

Beschrijving van de test

Naam:	Ureum
Synoniemen:	Ureum, urea
Aanvraag code:	21730
Loinc:	3092-4
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	<ul style="list-style-type: none">• Vacuette urine tube• Steriel potje 50 mL• Verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Volume:	20 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Binnen 6 uur na afname in labo. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	Max. 6 uur

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie (kinetische methode)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE: BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry; Sciensano chemie urine
Interferentie: Bacteriële groei in het urinestaal kan vals verhoogde ureumwaarden veroorzaken.
Eenheid: mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 199 jaar	310-3300 mg/dL	283-3486 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur: 543771 - 543782 B 50 Dosereren van ureum #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2025