

Interleukine 6

Beschrijving van de test

Naam:	Interleukine 6
Synoniemen:	IL-6; cytokine storm
Aanvraag code:	24844
Frequentie:	dagelijks tijdens golf van COVID-19 pandemie
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24u
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-Heparine tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 dag na afname.

Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay (CLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	UKNEQAS
Interpretatie:	Interleukine-6 is een pro-inflammatoir cytokine. Herhaalde meting zou nuttig zijn bij opvolgng van een SIRS (systemic

inflammatory response syndrome), en zou een idee kunnen geven over de ernst van de cytokine storm en mogelijke outcome. (Ruan et al., Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, Intensive Care Med, 2020).

Eenheid: pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4.40 pg/mL	4.40 pg/mL

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 4.00

Laatst gewijzigd op

19-06-2025