

CD4 en CD8 T-lymfocyten

Beschrijving van de test

Naam:	CD4 en CD8 T-lymfocyten
Aanvraag code:	16006
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag) 72 uur (vrijdagnamiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Perifeer bloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• Periode bloedafname - staalontvangst 72u • Patiëntenlabel aanwezig • In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interpretatie:	De bepaling van CD4 en CD8 wordt voornamelijk aangevraagd voor het opvolgen van verworven immuundeficiënties vb. bij AIDS-patiënten en patiënten na allogene stamceltransplantatie. Bij deze groepen van patiënten is het aantal CD4-cellen gedaald.

Laatst gewijzigd op

26-02-2025

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.