

## Eiwit

### Beschrijving van de test

Naam:	Eiwit
Synoniemen:	Eiwit, lichaamsvocht
Aanvraag code:	27620
Loinc:	2881-1
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ascites</li><li>• Pleuravocht</li><li>• Pericardvocht</li></ul>
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube + steriele tube
Volume:	2,7 mL + 5 mL

### Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie
IVDR status:	CE-IVD test met niet-significante wijziging
Interpretatie:	Exsudaat: >2,0 g/dL
	transsudaat: 2,0 g/dL
	<hr/>
	Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Eenheid:	g/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545694 - 545705 B 80 Doseran van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.