

Witte bloedcellen in gewrichtsvocht

Beschrijving van de test

Naam:	Witte bloedcellen in gewrichtsvocht
Synoniemen:	Gewrichtsvocht, synoviaal vocht
Aanvraag code:	27700
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Vers gewrichtsvocht (1u) afgenomen op EDTA.
Toegelaten materiaal:	GV afgenomen zonder anticoagulans en bewaard in de koelkast gedurende max. 1u. Verboden zijn volledig gestolde (oude) stalen.
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube, afnamespuit
Volume:	2 mL

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	nee
Interferentie:	Rouleaux-vorming bij oudere stalen (bemoeilijkt tellen RBC)
Interpretatie:	Evaluatie van gewrichtsvocht bij vermoeden van inflammatoire, non-inflammatoire of infectieuze arthritis.
Eenheid:	/ μ L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 199 jaar

200 / μ L

200 / μ L

Tarificatie

Nomenclatuur: 550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van
punctievloeistoffen met tellen van de leucocyten en
leucocytenformule #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 02/12/2025

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Timothy Vanwysberghe

Copyright © 2025 All rights reserved.