

Pneumococcen antistoffen na vaccin

Beschrijving van de test

Naam:	Pneumococcen antistoffen na vaccin
Aanvraag code:	56331
Frequentie:	Verzending op donderdag, analyse wordt ca. 2 x/maand uitgevoerd.
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	Max. 35 dagen na serumname na vaccinatie.
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Tarificatie

Nomenclatuur:	556614 - 556625 B 600 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen
---------------	---

#(Maximum 3) (Diagnoseregel [85](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

15-04-2025
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.