

## Bloedgroep neonat

### Beschrijving van de test

Naam:	Bloedgroep neonat
Synoniemen:	Baby, directe coombs, HDFN, hemolytische ziekte pasgeborene
Aanvraag code:	14030
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00001</a>
Frequentie:	7d /7d
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 u
TAT Dringend:	30 min
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier.
Bijaanvraag:	Tot 3 dagen na staalafname

### Analyse

Analysemethode:	Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie, bij positieve directe coombs wordt een elutie uitgevoerd.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	RISE, Sciensano, UKNEQAS

Interferentie: Sterke hemolyse, recente transfusie  
Interpretatie: Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O en Resus D inclusief directe coombstest

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555015 - 555026 B 150 Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

---

555236 - 555240 B 125 Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

---

555251 - 555262 B 700 Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

03-03-2026