

Di-ethylether

Beschrijving van de test

Naam:	Di-ethylether
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	1 dag
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	300 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	GC-FID
Eenheid:	µg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Laatst gewijzigd op

25-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.