

## Methadon confirmatie

### Beschrijving van de test

Naam:	Methadon confirmatie
Synoniemen:	Methadon
Aanvraag code:	28300
Loinc:	3773-9
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	Pot
Volume:	3 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	Homogenous enzyme immunoassay (Siemens Healthineers); GC-MS
Deelname EKE:	LGC Scheme: Drugs of Abuse in Urine
Interferentie:	Bepaalde medicatie kan positief interfereren bij concentraties in de orde van µg/mL. Boorzuur wordt niet aanbevolen als

conserveermiddel.

Interpretatie:

Positief resultaat met de immunoassay screeningsmethode vanaf 300 ng/mL methadon. Een positieve screeningstest wordt geconfirmeerd met GC-MS.

## Tarificatie

Nomenclatuur:

547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel [73](#))(Diagnoseregel [49](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.