

## Tacrolimus

### Beschrijving van de test

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Naam:                      | Tacrolimus  |
| Synoniemen:                | Tacrolimus, FK506   |
| Aanvraag code:             | FK506   |
| Loinc:                     | 11253-2   |
| Frequentie:                | dagelijks, behalve op zondag  |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan   |
| TAT:                       | COBAS: van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13 hr: resultaat zelfde dag gekend. LC-MS/MS verzending : 2 dagen |
| TAT Dringend:              | 3 uur   |
| 24u/24u:                   | nee   |
| Verantwoordelijke bioloog: | Apr. biol. Louis Nevejan  |

### Afname van het materiaal

|         |        |
|---------|--------|
| Afname: | EDTA   |
| Volume: | 2,7 mL |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |  |
|--------------|--|
| Acceptatie:  | 1) Periode afname – staalontvangst 90 min;<br>2) Stalen gelabeld;<br>3) In conform recipiënt |
| Bijaanvraag: | Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).                                    |

### Analyse

|                 |  |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | Immunoassay Elecsys (COBAS); LC-MS/MS.   |
| Deelname EKE:   | LGC Immunosuppressant Scheme: PT-IP-TAC  |
| Interferentie:  | Interferentie bij biotine inname (>5 mg / dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen van streptavidin of ruthenium. |

Eenheid:  $\mu\text{g/L}$

## Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

5.0-20.0  $\mu\text{g/L}$

5.0-20.0  $\mu\text{g/L}$

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

25-03-2026