

Fenytioïne

Beschrijving van de test

Naam:	Fenytioïne
Synoniemen:	phenytoïne
Aanvraag code:	29143
Loinc:	3968-5
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	plasma
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).

Analyse

Analysemethode:	Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay technique (Siemens Healthineers).
Deelname EKE:	LGC Therapeutic Drugs Monitoring Scheme: PT-TM-TD1
Interferentie:	Hemoglobine > 300 mg/dL kan een bias geven van 9%.
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.0-20.0 mg/L	10.0-20.0 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

548096 - 548100 B 350 Doseran van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnosereg^{el} [46](#))

Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026