

Bèta-D-glucan

Beschrijving van de test

Naam:	Bèta-D-glucan
Synoniemen:	BDG
Loinc:	42176-8
Frequentie:	2x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	5 dagen
TAT Dringend:	3u
24u/24u:	Neen
Verantwoordelijke bioloog:	Dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
---------	-------

Analyse

Analysemethode:	Turbidimetrische bepaling - bèta-D-glucan test (FUJIFILM Wako)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Jaarlijkse ringtest
Interpretatie:	BDG met waarde 3.8 pg/mL sluit een invasieve schimmel/gist-infectie uit (m.u.v. Mucorales en Cryptococcen, waarvoor aparte specifieke testen beschikbaar zijn).
Eenheid:	pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	7 pg/mL	7 pg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 552031 - 552042 B 700 Opsporen van Aspergillus antigenen
#(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [102](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 30.00

Laatst gewijzigd op

04-03-2025
global

Glims system