

## Ge90 Parkiet serum pluimen mest IgG antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Ge90 Parkiet serum pluimen mest IgG antistoffen
Aanvraag code:	IgG_Ge90
Frequentie:	wekelijks, bij voldoende aantal stalen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2) stalen gelabeld; 3) in conform recipiënt
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag ( 5 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Deelname EKE:	SCIENSANO/UKNEQAS
Interpretatie:	Verhoogde waarden specifieke IgG antistoffen zijn een van de diagnostische criteria bij allergische alveolitis, vogelkwekersziekte
Eenheid:	mg/L

## Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

9 mg/L

9 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur:

556135 - 556146 B 500 Doseran van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

26-03-2026