

C-Peptide

Beschrijving van de test

Naam:	C-Peptide
Aanvraag code:	21340
Loinc:	14633-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het serum bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot max. 1dag na afname. Langer: invriezen.

Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay (CLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	EKE Sciensano / BIO-RAD EQAS
Interpretatie:	Hoge insuline- en C-peptidespiegels tijdens hypoglycemie uitelokt door langdurig vasten (72 uur) suggereert de diagnose

van insulinoom (tumor).

Eenheid: nmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.27-1.28 nmol/L	0.27-1.28 nmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 559134 - 559145 B 400 Dosereren van C-peptide #(Maximum 1)(Cumulregel [89](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

04-06-2026