

NMO antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	NMO antistoffen
Synoniemen:	Aquaporine 4-antistoffen, AQP4, anti-neuromyelitis optica antibodies
Aanvraag code:	25242
Frequentie:	Om de 2 weken
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee,
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	200 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Indirecte immuunfluorescentie (AQP-4-getransfecteerde cellen)
Deelname EKE:	nee

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

31.00

Laatst gewijzigd op

02-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.